

HME filtre - výmenníky tepla a vlhkosti

Čo sú HME filtre a prečo ich používať?

HME filtre - výmenníky tepla a vlhkosti pomáhajú zredukovať produkciu hlienu a kašľa pomocou zvlhčenia a filtrácie vzduchu vdychovaného cez stomu a navyše majú antibakteriálne vlastnosti.

Po laryngektómii dýchate cez stomu na Vašom krku. Toto znamená, že vzduch, ktorý sa dostáva do Vašich pľúc je studenší a vlhkejší ako by mal byť. Vaše pľúca reagujú vytváraním nadmerného hlienu a Vaša priedušnica môže byť podráždená, čo zapríčiňuje aj nepríjemný kašeľ.

HME antibakteriálny filter pokrýva Vašu stomu a otepľuje a zvlhčuje vdychovaný vzduch. Na to, aby ste pocítili všetky prínosy nosenia tohoto filtra, je nutné nosiť ho neustále a vymieňať ho minimálne jeden krát každých 24 hodín.

Najosvedčenejším HME filtrom je pre pacientov filter Provox XtraMoist.

Provox® XtraMoist™

Tento HME filter zvlhčuje vzduch. Noste ho cez deň, pri ľahších aktivitách.

- Vysoké zvlhčenie
- Pohodlné dýchanie
- Redukuje kašľanie a tvorbu hlienov
- Jednoduché zavretie stomy pre rozprávanie
- Nízkoprofilový dizajn

| Provox XtraHME | Počet | Kat.č. |
|----------------------|-------|--------|
| Provox XtraMoist HME | 30 ks | 7290 |

Nesterilné, jednorazové použitie.



Pre ešte lepšie utesnenie Vašej stomy používajte ku HME filtru aj náplasť:

Provox® FlexiDerm™

Počas dňa Vám náplasť poskytne prídavnú tesniacu ochranu.

- Pre rozprávanie oklúziou prstom
- Výborne prilieha ku pokožke
- Pre rovnú stomu

| Provox FlexiDerm | Počet | Kat.č. |
|-----------------------|-------|--------|
| Provox FlexiDerm Oval | 20 ks | 7254 |

Nesterilné, jednorazové použitie.



AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR V SR:

R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica